

KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI-QAZ XROMATOQRAFIYASI METODU VASİTƏSİLƏ DƏNİZ SUYU NÜMUNƏLƏRİNDƏ ÜZVİ MADDƏLƏRİN TƏYİNİ

Taghzadə Y.G., Hacıyeva H.F., Əliyeva T.İ.

Bakı Dövlət Universiteti
tarana_chem@mail.ru

Xəzər dənizinin Novxanı və Pırşağı ərazilərindən götürülmüş dəniz suyu nümunələrində üzvi maddələri təyin etmək üçün bir ölçülü və 2 ölçülü rejimdə işləyən ABŞ-ın LECO firmasının "Peqasus HRT" kütlə spektrometrindən istifadə olunmuşdur. İonlaşma enerjisi-70 eV-dur. RTX-SMS kapillyar silikon kalondan istifadə edilmişdir. Temperatur rejimi 40°C(2 dəq)-20°C (1 dəq)- 300°C(10 dəq) seçilmişdir. Skaner kütləsi-33-600 daltondur. Üzvi birləşmələrin identifikasiyası üçün (NIST və WILEY) kompüter kitabxanasından istifadə olunmuşdur.

Cədvəl 1. Dəniz suyu nümunələrində tapılan üzvi maddələrin miqdarı

Üzvi maddə	Tapılan miqdar, ng/l	
	Novxanı	Pırşağı
Tetraxlor 1,1'-bifenil	0,6	0,09
Pentaxlor 1,1'-bifenil	0,9	0,5
Heksaxlor 1,1'-bifenil	0,58	0,2
Metantribrom	14	8
1-propan, 1,2,3-trixlor	11	5
Benzol, 1-bromofenil	4	2
Benzolamin, 2,4,5-trixlor	6	1,2
Tributilfosfat	12	6
Trifenilfosfat	5,7	3
Tri(2-lorefil)fosfat	15	7,5
Ftalanhidrid	126	93
Dimetilfatat	80	45
Dietilfatat	1263	145
Dibentilfatat	20	1,3
Ftatat	1519	1,2
Di-izobutilfatat	528	112
Formamid	111	35
Formamid-N,N-dimil	45	26

Dəniz suyu nümunələrində polixlorlaşmış bifenillər, PAK-lar, fenollar, ftalatlar, piridinlər, xinolinlər və neft karbohidrogenlərinin (alkanlar) miqdarı YVQ-dən çoxdur.

Dəniz suyu nümunələrində PAK-ların miqdarı analizinin nəticələri.

Xəzər dənizinin Novxanı və Pırşağı ərazilərindən götürülmüş su nümunələri maye ekstraksiya metodu ilə analize hazırlanmışdır. 0,5 l dəniz suyu nümunələri 30 ml dixloretanla ekstraksiya olunur, ekstraktlar birləşdirilir, susuz Na₂SO₄ ilə qurudulur. Suyun həcmi 1 ml qalana kimi rotor buxarlandırıcıda qatılşdırılır. Daxili standart kimi dəyterizə olunmuş naftalin və fenantrendən istifadə olunur. Analizin nəticələri cədvəl 2.-də verilmişdir.

Cədvəl 2. Xəzər dənizinin Novxanı və Pırşağı ərazilərindən götürülmüş su nümunələrində PAK-ların miqdarı

PAK (adı)	Tapılan miqdar, ng/l		YVQ, mg/l
	Novxanı	Pırşağı	
Naftalin	10	5,8	0,01
Fenantren	10	4,2	0,005
Fluoranten	57,7	13,8	0,001
Piren	48	23	0,1
Krizen	1,5	0,8	0,0001
Benz(b)fluoranten	4,2	1,6	0,000001
Benzo(a)piren	0,4	-	0,000005
Indeno(1,2,3-cd)piren	3,8	1,4	0,01
Dibenz(a,h)antrasen	2,9	0,9	0,001